

Art. Nr.	ComfortSelect™ mit Kopfband - mit integriertem Ausatemventil	
1008463	ComfortSelect™ small	S
1008462	ComfortSelect™ medium	M
1008464	ComfortSelect™ small wide	SW

Art. Nr. 1008462, 1008463 & 1008464 beinhaltet: 1 Nasenmaske, 1 großes Silikon Stirnpolster, 1 Premium Kopfband (inkl. zwei Kugelgelenk-Clips), 2 Ersatz Kugelgelenk-Clips, 1 Drehgelenk und 1 in die Verpackung integrierte Anpassschablone

Art. Nr.	ComfortSelect™ SE mit Kopfband - ohne integriertem Ausatemventil Zusätzlich wird ein Ausatemventil benötigt	
1016071	ComfortSelect™ SE small	S
1016070	ComfortSelect™ SE medium	M
1016072	ComfortSelect™ SE small wide	SW

Art. Nr. 1016071, 1016070 & 1016072 beinhaltet: 1 Nasenmaske, 1 großes Silikon Stirnpolster, 1 Premium Kopfband (inkl. zwei Kugelgelenk-Clips), 2 Ersatz Kugelgelenk-Clips, 1 Drehgelenk und 1 in die Verpackung integrierte Anpassschablone


\*Whisper Swivel®2 wird benötigt, wenn kein Ausatemventil am Gerät vorhanden ist.

Art. Nr.	ComfortSelect™ Ersatzteile	
<b>Silikon Maskenkissen mit Haltering</b>		
1007936	Silikon Maskenkissen small, mit Haltering	S
1007935	Silikon Maskenkissen medium, mit Haltering	M
1007937	Silikon Maskenkissen small wide, mit Haltering	SW

<b>Zubehör</b>		
1033678	Premium Kopfband mit EZ Peel™ Klett	
1009723	Kopfband Kugelgelenk-Clip (2 Paar)	
1009722	Silikon Stirnpolster (4er Packung)	
1018401	Stirnstütze und Silikon Stirnpolster	
1008814	Haltering (für Silikon Maskenkissen)	
1002720	Befestigungsring für gekrümmtes Ausatemstück mit und ohne Ausatemventil (5er Packung)	
1004395	Gekrümmtes Ausatemstück mit Ausatemventil (inkl. Befestigungsring)	
7041	Maskendrehgelenk	
312710	O2-Anreicherungs Adapter (kann auch zur Druckmessung verwendet werden)	
332113	Whisper Swivel®2 Ausatemventil (Drehgelenk)	
302029	Maskendrehadapter SE (ohne Ausatemöffnung)	
1012104	ComfortSelect™ Anpassschablone	



# ComfortSelect™



3 Größen: S, M, SW



ComfortSelect™ SE