


Profile™ Lite

Gel Stirnstütze
1004292 (S)
1004291 (L)
1008869 (XL)



7 Größen:
S, MS, M, P, MW, L, LN

Kinder Profile™ Lite
1008829



Profile™ Lite SE

Art. Nr.	Profile™ Lite mit Kopfband - mit integriertem Ausatemventil	
1004113	Profile™ Lite petite	P
1004114	Profile™ Lite small	S
1004115	Profile™ Lite medium-small	MS
1004116	Profile™ Lite medium	M
1004117	Profile™ Lite medium wide	MW
1004118	Profile™ Lite large	L
1004119	Profile™ Lite large schmal	LN

Die Art. Nr. 1004113 bis 1004119 beinhalten: 1 Nasenmaske, 1 Gel Stirnposter, 2 Ventilkappen, 1 Deluxe Kopfband, 1 Drehgelenk und 1 in die Verpackung integrierte Anpassschablone

Art. Nr.	Profile™ Lite SE mit Kopfband - ohne integriertem Ausatemventil Zusätzlich wird ein Ausatemventil benötigt	
1006314	Profile™ Lite SE petite	P
1006315	Profile™ Lite SE small	S
1006316	Profile™ Lite SE medium-small	MS
1006317	Profile™ Lite SE medium	M
1006318	Profile™ Lite SE medium wide	MW
1006319	Profile™ Lite SE large	L
1006320	Profile™ Lite SE large schmal	LN

Art. Nr. 1006314 bis 1006320 beinhalten: 1 Nasenmaske, 1 Gel Stirnposter, 2 Ventilkappen, 1 gekrümmtes Ausatemstück ohne Ausatemventil (blau), 1 Deluxe Kopfband und 1 in die Verpackung integrierte Anpassschablone

*Whisper Swivel®2 wird benötigt, wenn kein Ausatemventil am Gerät vorhanden ist.

Art. Nr.	Profile™ Lite / Ersatzteile	
1033678	Premium Kopfband mit EZ Peel™ Klett	
1002801	Deluxe Kopfband	
1004292	Gel Stirnstütze small	
1004291	Gel Stirnstütze large	
1008869	Gel Stirnstütze extra large	
1004395	Gekrümmtes Ausatemstück mit Ausatemventil (inkl. Befestigungsring)	
7041	Maskendrehgelenk	
332113	Drehgelenk Whisper Swivel®2	
302029	Maskendrehadapter SE (ohne Ausatemöffnung)	
1002720	Befestigungsring für gekrümmtes Ausatemstück mit und ohne Ausatemventil (5er Packung)	
152033	Ventilkappe (10er Packung)	
1004103	Maskenkissen small oder petite (5er Packung)	S&P
1004104	Maskenkissen medium small (5er Packung)	MS
1004105	Maskenkissen medium (5er Packung)	M
1004106	Maskenkissen medium wide (5er Packung)	MW
1004107	Maskenkissen large (5er Packung)	L
1004108	Maskenkissen large schmal (5er Packung)	LN

Art. Nr.	Kinder Profile™ Lite	
1008829	Kinder Profile™ Lite, mit blauem Softcap® aus Netzmaterial	
1001632	Kinder Softcap aus Netzmaterial (für Kinder bis 4 Jahre)	
302285	Kopfhaube B2 (für Kinder bis 2 Jahre)	

Profile™ Lite