



BCI 3401 Pulsoximeter

...inklusive Gummischutzhülle und Fingersensor



BCI 3401-003



BCI 3401
Printversion
inkl. Drucker

Überwachungsparameter: Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und -stärke

- Mit Herzton, abschaltbar
- Ergonomische Geräteform
- Einfache und sichere Bedienung über Symboltasten
- Großer Datenspeicher für bis zu 99 Patienten
- Datenausgang für PC vorhanden
- Ausdauernder Gerätebetrieb (24 Std.)
- Automatische Geräteabschaltung
- Akkubetrieb möglich

Geräteoption:
3401 mit integriertem
Thermodrucker



PZN 2720939

Technische Daten

■ SpO₂

Messbereich: 0 - 99%

Genauigkeit: +/- 2% bei 70 - 99%

■ Pulsfrequenz

Messbereich: 30 - 254 Schläge/min.

Genauigkeit: +/- 2% bei 30 - 254 Schläge/min.

■ Display

SpO₂: selbstleuchtende LED

Pulsfrequenz: selbstleuchtende LED

Pulsstärke: LED-Balkenanzeige

■ Speicher

Automatische Speicherung (30s Rhythmus)

von bis zu 99 Patienten über insgesamt

ca. 14 Stunden

■ Stromversorgung

4 Alkali-Batterien oder Akkus

des Typs „AA“ (Mignon)

■ Batteriekapazität

24 Stunden im kontinuierlichen Betrieb ohne

Drucken, 14 Stunden mit kontinuierlichem Drucken

und „Spot-Check“-Messungen

■ Abmessungen

70 x 168 x 36 mm (B x H x T)

■ Gewicht

369 g mit Batterien

■ Garantie

2 Jahre

■ Lieferumfang

**Tragbares Pulsoximeter BCI 3401-003
und BCI 3401:**

- Tragbares Pulsoximeter BCI 3401-003
oder BCI 3401
- Wiederverwendbarer Fingersensor BCI 3044
- Bedienungsanleitung BCI 1884
- 4 Alkaline Batterien
- Gummischutzhülle BCI 3418

Tragbares Pulsoximeter BCI 3401:

- Inkl. Drucker und Thermopapier