

EverFlo™ – der Energiesparer.

Der kleine, leichte Sauerstoffkonzentrator EverFlo™ beeindruckt Patienten und Experten.

Durch sein schlankes, ergonomisches Design lässt sich EverFlo™ leichter verstauen und transportieren. Zudem ist er noch leichter zu tragen als herkömmliche Konzentratoren.

Er gehört zu den leistungsfähigsten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt. Wartungsarme Filter und eine robuste Bauart gewähren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.

Die wichtigsten Produktvorteile auf einen Blick:

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringes Gewicht
- Kompakte Abmessungen
- Niedriges Betriebsgeräusch
- 5 Jahre Gewährleistung
- Filterwechsel nur alle 2 Jahre
- Lebenszyklus > 25.000 Betriebsstunden.



EverFlo™



Technische Spezifikationen:

Maße: 58 x 38 x 24 cm (HxBxT)
Gewicht: 14,1 kg
Stromaufnahme: 230V, 50 Hz, 1.3 A, 295 W max
Durchfluss: 0.5 bis 5 lpm
Sauerstoffkonzentration: 94% +/- 2 % bei 2 lpm,
..... 88% +/- 4% bei 5 lpm
Betriebsgeräusch: < 40 dBA bei allen Luftflussraten
Betriebsumgebung: 12 bis 32 °C, 0 bis 2286 m Höhe,
..... 95% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Hilfsmittelnummer: 14.24.04.1002

Das Gerät erfüllt die Normen:
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und ISO 8359.



Straße 9 Nr.3
12309 Berlin-Lichtenrade
www.jochummed.de
Telefon (030) 74 68 73-0
Telefax (030) 74 68 73-60
Service-Nr.
(030) 74 68 73-30

Heinen + Löwenstein GmbH
Arzbacher Straße 80 · D-56130 Bad Ems
Tel.: 0 26 03/96 00-0 · Fax: 0 26 03/96 00 50
E-Mail: info@hul.de · Internet: hul.de