

## Einsatzgebiet

Home Care  
 Allg. Chirurgie  
 Gastroenterologie  
 Geburtshilfe  
 Veterinär  
 HNO  
 Tracheostomie



KATASPIR 30 ist ein elektrischer Sekretsauger zum Absaugen von Körperflüssigkeiten Erwachsenen und Kindern. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen. Das Absauggerät zeichnet sich durch eine einfache Handhabung, sehr hohe Saugleistung, doppelte Übersaugungsicherheit und ein umfangreiches Zubehör aus.

## Zubehör

1000 ml Auffangbehälter, Deckel mit Überlaufventil (autoklavierbar)  
 6x10 mm Silikonschlauch inkl. Fingertip  
 Hydrophobischer Bakterienfilter  
 CH20 Katheter  
 Netzkabel

## Optionen

2000 ml Auffangbehälter  
 Einwegbehälter FLOVAC  
 Fahrgestell  
 Transporttasche

## Technische Daten

Motor	Rotierende Pumpe / wartungsfreier Kompressor
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
ISO 10079-1 Klassifizierung	HIGH VACUUM / HIGH FLOW
Max. Vakuum (einstellbar)	-0.80 Bar / -80 kPa / -600 mmHg
Max. Flowleistung - mit Zubehör	40 l/min - bis max. 26 l/min
Max. Geräusentwicklung	60,5 dB
Betrieb	Dauerbetrieb
Gewicht	3,6 kg
Abmessungen	35 x 21 x 18 cm
Garantie	2 Jahre

## Bestellinformationen

Artikelnummer:  
**483-KAT30**

Hilfsmittelnummer:  
**01.24.01.1014**