


VacuAide 7305

Effiziente Absaugung leicht gemacht



VacuAide 7305

Die bewährte Absaugpumpe von DeVilbiss bietet Ihnen durch Ihren robusten Aufbau und die hervorragende Saugleistung ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Dank der stufenlosen Vakuumregulierung kann die VacuAide jeder Absaugsituation – sowohl zuhause als auch im klinischen Anwendungsbereich – angepasst werden.

Zwei Versionen der VacuAide sind verfügbar: Die netzbetriebene Standardversion 7305 D-G und eine wiederaufladbare Batterieversion 7305 P-G.

Gemeinsame Merkmale

- Automatische Netzanpassung
- Hohe Saugleistung bis zu 27 l/min
- Stufenlose Vakuumregulierung zwischen 50 und 550 mmHg
- Kompaktes standfestes und robustes Gehäuse
- Integrierter Bakterienfilter
- Mechanischer Übersaugschutz
- Einmalsekretbehälter 800 ccm

Batterieversion 7305 P-G

- Permanenter Akkubetrieb bis zu einer Stunde möglich
- Aufladung durch Netzadapter/Ladegerät

- Tragetasche für bequemen Transport im Lieferumfang enthalten
- Kfz-Ladekabel als Zubehör erhältlich

Anwendungsgebiete

- Sekretabsaugung für Trachealkanülen-Träger
- Im Stationsbereich zur postoperativen Spontanabsaugung oder zur Dauerdrainage
- Kleinere Eingriffe im Nasen-/Rachenraum
- Bei Tonsillektomien
- Trachealabsaugung in der Klinik oder zuhause beim Patienten



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)

23 x 18 x 20 cm

Gewicht 7305 D-G 1,7 kg

Gewicht 7305 P-G 2,9 kg

Vakuumbereich

50 bis 550 mmHg

Energieverbrauch

ca. 33 Watt

Betriebsspannung

110 bis 240 V; 50 / 60 Hz

Interne Spannung

12 V

Saugleistung (frei Flow)

27 l / min

Temperaturbereich Betrieb

0° C bis + 40° C

Temperaturbereich Lagerung

- 40° C bis + 70° C

Luftfeuchtigkeit Betrieb & Lagerung

0 bis 95%

HMN für 7305 D-G 01.24.01.0011

HMN für 7305 P-G 01.24.02.1003



Optionaler 1200ml Sekretbehälter, autoklavierbar



Fachhändler:

 **DeVilbiss**
HEALTHCARE

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 0
Fax +49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 220
www.devilbisshc.com
kontakt@devilbisshc.com