

# Ein neuer Standard. Eine neue Alternative.

## Philips Respironics Nuance Gelkissen-Maskensystem

### Artikelnummernübersicht



#### Gelkissen Small

Artikelnummer: 1105173

#### Gelkissen Medium

Artikelnummer: 1105174

#### Gelkissen Large

Artikelnummer: 1105175

#### Nuance-Kopfband


Artikelnummer: 1105176

#### Nuance-Stoffrahmen

Artikelnummer: 1105177

#### Nuance RS-Stoffrahmen

Artikelnummer: 1105405



#### Nuance-Schlauch und Anschlussstück

Artikelnummer: 1105180



### Innovation

Mit der Nuance-Gelkissentekhnologie erfolgt die Abdichtung an der Nasenbasis und nicht innerhalb der Nase – dadurch werden Nasenreizungen verringert und der Tragekomfort verbessert.



### Bestellinformationen

Artikel	Größe	Artikelnr.
<b>Nuance Gelkissen-Maske mit Ausatemventil</b>		
Nuance-Maske mit Stoffrahmen und Kopfband	3 Größen	1105161

Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.de/Nuance](http://www.philips.de/Nuance)

BroudyTK 5/27/14 MCI 4106057 PN 1115321


**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

# Ein neuer Standard. Eine neue Alternative.

## Philips Respironics Nuance Pro Gelkissen-Maskensystem

### Artikelnummernübersicht



### Innovation

Mit der Nuance-Gelkissenteknologie erfolgt die Abdichtung an der Nasenbasis und nicht innerhalb der Nase – dadurch werden Nasenreizungen verringert und der Tragekomfort verbessert.



### Bestellinformationen

Artikel	Größe	Artikelnr.
<b>Nuance Pro Gelkissen-Maske mit Ausatemventil</b>		
Nuance Pro-Maske mit Gelrahmen und Kopfband	3 Größen	1105168

Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.de/Nuance](http://www.philips.de/Nuance)

BroudyTK 5/27/14 MCI 4106057 PN 1115321

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**