



PHILIPS

DreamStation Go

Reise-Akku

Geschätzte, stündliche **Akkuleistung***

Druck (cmH ₂ O)	Einsatzhöhe			
	Meeresspiegel	~ 500 Meter	~ 1.500 Meter	~ 2.300 Meter
6	20,5	19,8	19,1	18,7
7	18,6	18,0	17,3	17,0
8	16,9	16,3	15,7	15,3
9	15,3	14,8	14,2	13,8
10	13,8	13,3	12,8	12,4
11	12,4	12,0	11,5	11,1
12	11,1	10,8	10,3	9,9
13	10,0	9,7	9,2	8,8
14	9,0	8,7	8,3	7,9
15	8,1	7,8	7,4	7,0
16	7,3	7,0	6,7	6,3
17	6,6	6,4	6,1	5,7
18	6,1	5,8	5,6	5,2
19	5,7	5,4	5,2	4,9
20	5,4	5,1	5,0	4,6

Tipp zur Akkulaufzeit: Wenn der Patient ein Auto-Gerät verwendet, gehen Sie zur Schätzung der Akkulaufzeit von 90 % des Drucks aus.

*Veröffentlichte Angaben zur Akkulaufzeit gemäß internen Tests, die in Testkammern mit entsprechenden Umgebungsbedingungen durchgeführt wurden (2016). Die tatsächliche Laufzeit kann je nach eingestelltem Druck, Maskenleckage, Einsatzhöhe und Lufttemperatur hiervon abweichen.

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



www.philips.de/dreamstation-go

BB 17/12/12 PN924932